



芯出しC-マウントアダプター

ズーム光軸とカメラとの芯合わせや、カメラ位置の微調などが行えます。




接眼レンズアダプター

C-マウントアダプターをはずして、接眼レンズによる観察が行えます。




■ オプション/39-S用光学スケール





同軸ズーム用フィルター

MS-502-F40などのイリミネーター部に
抜差しできるフィルターです

アライメントマークやパターンなどのコントラストを上げるのに有効です。



Cマウントアダプタに装着するフィルターです



■ 仕様 (スペクトルデータ)

